

**1.-Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

**Angaben zum Produkt:**

**Handelsname:**

**Safeprint P**

**Hersteller/Lieferant:**

**Dr. Ihde Dental AG**  
Dorfplatz 11  
CH-8737 Gommiswald/SG  
Tel.: +41 55 293 23 23  
Fax: +41 55 293 23 00  
contact@implant.com

**Dr. Ihde Dental GmbH**  
Erfurter Strasse 19  
D-85386 Eching  
Tel.: +49 89 319 761 0  
Fax: +49 89 319 761 33  
info@ihde-dental.de

**Auskunftgebende Person:**

Dr. Stefan Ihde, Herr Stefan Beer  
Tel. / Fax: wie oben

**2.-Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

**Chemische Charakterisierung:**

Zubereitung aus Polydimethylpolymethyl-  
hydrogensiloxan, Vinylmethylpolymethyl-  
siloxan, Paraffin und Siliciumdioxid

**Beschreibung:**

**Gefährliche Inhaltstoffe:**

**CAS-Nr.:**

**Bezeichnung**

**%**

**Kennb. R-Sätze**

**3.-Mögliche Gefahren**

**Gefahrenbezeichnung:**

**Besondere Gefahrenhinweise für  
Mensch und Umwelt:**

**Klassifizierungssystem:**

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen  
EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben  
aus der Fachliteratur und durch  
Firmenangaben.

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**Allgemeine Hinweise:**

**nach Hautkontakt:**

mit viel Wasser und Seife waschen

**nach Inhalation**

**nach Augenkontakt:**

mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren

**nach Verschlucken:**

Arzt sofort konsultieren

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Geeignete Löschmittel:**

CO<sub>2</sub>, Wasser;  
keine Einschränkungen bei Umgebungsbrand

**Besondere Schutzausrüstung:**

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Personenbezogene

Vorsichtsmaßnahmen:

Umweltschutzmaßnahmen:

Verfahren zur mechanisch aufnehmen

Reinigung/Aufnahme:

Zusätzliche Hinweise:

**7. Handhabung und Lagerung**

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung

Hinweise zum Brand und Explosionschutz: ----

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Zusammenlagerungshinweise:

Ergänzendes zu den Lagerbed.:

Lagerklasse:

VBF-Klasse:

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	%	Art	Wert	Einheit
---------	-------------------------	---	-----	------	---------

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Zusätzliche Hinweise:

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: normale hygienische Maßnahmen

Atemschutz: ----

Handschutz: ----

Augenschutz: ----

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

**äußeres Erscheinungsbild**

<b>Form:</b>	Paste		
<b>Farbe:</b>	verschiedene		
<b>Geruch:</b>	geruchlos		
	<u>Wert/Bereich</u>	<u>Einheit</u>	<u>Methode</u>

**Zustandsänderung**

<b>Schmelzpunkt/ Schmelzbereich:</b>	n.a.	°C	
<b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>	n.a.	°C	
<b>Flammpunkt:</b>		°C	
<b>Selbstentzündlichkeit:</b>	n.a.		
<b>Explosionsgefahr:</b>	n.a.		
<b>Dichte:</b>	1,53 (20°C)	g/cm <sup>3</sup>	
<b>Dampfdruck:</b>	n.a.	mbar	
<b>Viskosität:</b>	Paste	Pas	
<b>pH-Wert:</b>	neutral		
<b>Löslichkeit in/Mischbarkeit mit:</b>	teilweise löslich in Toluol oder Petrolether		
<b>Wasser:</b>	unlöslich		
<b>Lösemittelgehalt:</b>			
<b>Organische Lösungsmittel:</b>			
<b>Wasser:</b>			
<b>Festkörpergehalt:</b>			

**10. Stabilität und Reaktivität**

**Zu vermeidende Bedingungen:** Geringe Wasserstoffentwicklung mit Säuren, Laugen, Alkoholen, pulverförmigen Metallen bzw. Metalloxiden.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

**11. Angaben zur Toxikologie**

**Akute Toxizität:**

**Primäre Reizwirkung:**

**an der Haut:** nicht toxisch, keine Absorption  
**am Auge:** reizend

**Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Produkt bei sachgemäßem Umgang und unter Beachtung der üblichen Arbeitshygiene ohne gesundheitliche Gefahren zu handhaben ist.

**12.-Angaben zur Ökologie**

**Allgemeine Hinweise:** Verursacht nach bisherigen Erfahrungen keine Schäden

**Wassergefährdungsklasse:  
(Selbsteinstufung):**

**13. Hinweise zur Entsorgung**

**Produkt:**

**Empfehlung:** Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.

**Abfallschlüsselnummer:**

**Ungereinigte Verpackungen:**

**Empfehlung:**

**14. Transportvorschriften**

Kein gefährliches Transportgut.  
Vor Nässe schützen.  
Getrennt halten von Nahrungs-,  
Genussmitteln, Säuren und Laugen

**15. Vorschriften**

**Kennzeichnung nach  
EWG-Richtlinien:**

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung

**Nationale Vorschriften:**

**Klassifizierung nach VbF:**

**16. Sonstige Angaben:**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.